



hm 750 WST
Workstation

hawo

Workstation hm 750 WST

Arbeitsplatz für die Sterilgutversorgung

Mit der Workstation hm 750 WST bietet hawo einen mobilen Arbeitsplatz für die Sterilgutverpackung. Die Workstation besteht aus einem fahrbaren Grundelement, Folienrollenhalter mit integrierter Abschneidevorrichtung, Ablagekörben, Konsolen für Sterilgutbeutel und -behälter sowie einem großzügigen Arbeitstisch.

Workplace for medical packaging

The hm 750 WST from hawo is a mobile Workstation for the packaging of sterilized goods. The Workstation comprises a mobile basic element, a film roll holder with integrated cutting device, baskets, holder for sterilized goods containers and packets as well as a large work table.

Place de travail pour l'emballage d'instruments médicaux

Avec le Workstation hm 750 WST, hawo offre un poste de travail mobile destiné au conditionnement de produits stériles. Le Workstation comprend un élément d'assise mobile, support intégré à rouleaux avec dispositif de découpage, paniers, support pour conteneurs de produit stériles et sachet de stérilisation et une grande table de travail.

Workstation hm 750 WST*			Anzahl Pieces Unités	Abmessung (B x T x H) Dimensions (w x d x h) Dimensions (l x p x h)	
bestehend aus:	consists of:	comprend :			
Tisch fahrbar	Mobile table	Table mobile	1	1200 x 800 x 900 mm (47.2 x 31.5 x 35.4 in)	hm 750 TF
Folienrollenhalter mit Abschneidevorrichtung	Roll holder with cutting device	Support à rouleaux avec équipement de coupage	1	860 x 300 x 870 mm (33.9 x 11.8 x 34.3 in)	hm 750 RS
Ablagekörbe	Baskets	Paniers	2	270 x 570 x 270 mm (10.6 x 22.4 x 10.6 in)	hm 500 K
			5	150 x 230 x 125 mm (5.9 x 9.1 x 4.9 in)	hm 200 K
Konsole für Sterilgutbehälter	Holder for sterilized goods containers	Support pour conteneurs de produits stériles	3	290 x 640 x 80 mm (11.4 x 25.2 x 3.1 in)	
Konsole für Sterilgutbeutel	Holder for sterilized goods packets	Support pour sachets de produits stériles	2	255 x 410 x 75 mm (10.0 x 16.1 x 3.0 in)	
			2	205 x 320 x 75 mm (8.1 x 12.6 x 3.0 in)	
Buchstütze	Book end	Serre-livres	2	170 x 290 x 180 mm (6.7 x 11.4 x 7.1 in)	
Gesamtabmessungen (ohne Buchstützen)	Overall dimensions (without bookend)	Dimensions totales (sans serre-livres)		1500 x 800 x 1800 mm (59.0 x 31.5 x 70.9 in)	
Gesamtabmessungen (mit Buchstützen)	Overall dimensions (with bookend)	Dimensions totales (avec serre-livres)		1500 x 800 x 2000 mm (59.0 x 31.5 x 78.7 in)	
Gesamtgewicht	Total weight	Poids total	ca. / approx. / env.	105 kg (232 lb)	

Zubehör

2. Abschneidevorrichtung

Accessories

2nd cutting device

Accessoires

2e dispositif de découpage

1

860 x 340 x 110 mm
(33.9 x 13.4 x 4.2 in)

hm 750 S



*ohne Siegelgerät, Rollentisch, Folienmaterial und Container

*without sealing device, roll conveyor, packaging material and container

*sans soudeuse, table roulante, matériel et containers

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical alterations
Sous réserve de modifications techniques

Februar 2005 9.334.025 Printed in Germany
02/05 / 5.000 / WRB / ST



hawo

hawo GmbH · Obere Au 2-4 · 74847 Obrigheim / Germany
T +49 (0) 6261 9770-0 · F +49 (0) 6261 62015
info@hawo.com · www.hawo.com